

neodisher®

MediClean premium

Détergent pour le nettoyage des instruments chirurgicaux
et inactivation des prions pour laveur-désinfecteur

INSTRUMENTATION CHIRURGICALE



DESCRIPTION GÉNÉRALE

neodisher® MediClean premium est un détergent alcalin destiné au nettoyage des dispositifs médicaux réutilisables notamment les instruments chirurgicaux, en laveur-désinfecteur en environnement hospitalier et professionnel et permettant l'inactivation des prions dans des conditions du protocole PSP 2018 validé.

AVANTAGES & PROPRIÉTÉS

- Fort pouvoir détergent : combinaison de tensioactifs ultra performants
- Amyloïcide : actif sur les protéines neurodégénératives impliquées dans les maladies de Parkinson, d'Alzheimer, et les maladies à prion*.
- Sans CMR** ni NTA***
- Compatibilité testée sur un large panel de matériaux
- Protocole modulable suivant les performances recherchées

AUTOLAVEUR



* Protocole Standard Prion
** Cancérigènes-Mutagènes-toxiques pour la Reproduction
*** NAT : Acide nitrilotriacétique

COMPOSITION

- Agents alcalins
- Agents chélatant
- Tensioactifs non ioniques < 5%, amphotères
- Inhibiteur de corrosion

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ASPECTS	liquide limpide jaune
DENSITE	1,26
PH PUR	13,5
PH A 1%	12,30
PEREMPTION	2 ans après fabrication
STOCKAGE	+4 °C — +30 °C

Compatibilité matériaux * : Aluminium**, Acier inoxydable, acier bichromaté, acier zingué, acier nickelé, silicone, viton, PEHD, PVC, Zinc, Tungstène. N'altère pas les gants en Latex et en Nitrile.

* Il appartient à l'utilisateur de vérifier la compatibilité avec les dispositifs spécifiques et les recommandations du fabricant du dispositif.

** La compatibilité avec l'aluminium anodisé doit être vérifiée au préalable.

neodisher® MediClean premium

Détergent pour le nettoyage des instruments chirurgicaux et inactivation des prions pour laveur-désinfecteur

MODE D'EMPLOI : Utilisation en laveur désinfecteur

Activité recherchée	Dilution	Temps de contact	Température
Détergence simple	0.3%	5 min	50 à 70°C
Inactivation Prion **	1% volumique	10 min	55°C
Amyloïdie (Parkinson)	1% volumique	10 min	55°C



** Efficacité prouvée selon le protocole du PSP version 2018 (ANSM) sur les souches humaines de prion (variant et sporadique-VV2 de la MCJ) et hamster 263K

CYCLE

Le cycle de lavage doit impérativement inclure **Une étape de neutralisation acide** et **Un rinçage efficace**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Uniquement pour un usage professionnel
- Porter des gants et équipements de protection adéquats, lunette, blouse lors de la manipulation
- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Lire attentivement la notice d'utilisation disponible sur le site www.tfdpremium.com
- Informations relatives à la sécurité et à l'environnement disponibles dans la fiche FDS disponible sur le site www.tfdpremium.com
- Déchets bidon vide à évacuer avec les déchets chimiques selon les consignes en vigueur

STATUT RÉGLEMENTAIRE

neodisher®Mediclean Premium est un Dispositif médical classe I conforme au règlement MDR (EU2017/745) relatif aux dispositifs médicaux.

Tout incident grave survenu en lien avec ce produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

CONDITIONNEMENTS

Réf. DrWeigert

BIDON 5L	414133	(Réf fabricant 2614385)
BIDON 10L	414130	(Réf fabricant 2614386)
BIDON 18L	414126	(Réf fabricant 2614387)
FÛT 188L	414113	(Réf fabricant 2614388)

V1.7_FR_2026

**MADE IN
FRANCE**



Fabriqué par :
FB PRODUCT

21 rue du Bois, 53270 Torcé Viviers en Charnie, France
Web : <https://fbproduct.com> - Email : contact@fbproduct.com

Distribué par :

Dr. Weigert France

22 avenue des Nations, Immeuble le Raspail - BP 88035 Villepinte
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex

Web : www.drweigert.com/fr/ - Email : info@drweigert.fr - Tel : 01 48 67 90 33